




► TABLA DE BAÑERA

Instrucciones de uso y conservación

1. Tabla de baño
2. Tornillo plástico
3. Pies de goma antideslizantes
4. Taco
5. Barandilla
6. Tornillo de la barandilla



	ACAB02#UNI
Profundidad	320 mm
Anchura	710 mm
Altura	190 mm
Peso máximo del usuario	90 kg

Estimado cliente

Muchas gracias por su confianza en un producto de Actius by Orliman. Usted adquirió un producto de calidad. Por favor, lea las instrucciones atentamente antes de la utilización del producto, y utilice el producto únicamente tal y como se describe, y para los fines previstos.

Si tienen alguna duda sobre el uso, mantenimiento o seguridad de su producto, póngase en contacto con el establecimiento sanitario donde adquirió el producto o con nuestro departamento de atención al cliente. Conservar estas instrucciones para futura referencia.

NORMATIVA

Este producto es conforme a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos (EN ISO 14971) minimizando todos los riesgos existentes.

Para el desecho del envase y del producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

INDICACIONES

Permite una transferencia lateral desde una silla de ruedas para facilitar la entrada en la bañera de una persona con movilidad reducida o discapacidad motora. El usuario no debe superar el peso máximo indicado.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Paso 1: Montar la tabla de baño como en figura 1 y figura 2.

Paso 2: Los 4 pies de goma hay que ajustarlos a las paredes de la bañera, para

que la tabla quede fija y estable. Para ello debemos aflojar los 4 tornillos de plástico y ajustar los pies de goma hacia las paredes de la bañera. Una vez ajustados los 4 pies de goma apretar de nuevos los tor-

nillos de plástico para conseguir una fijación segura.

PRECAUCIONES

El material constructivo es inflamable. No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. No exponga el producto a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, etc.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

· Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de que el usuario utilice la silla o banqueta.

· La silla o banqueta de baño sirve para sentarse en la ducha o baño. Sólo se debe utilizar sobre duchas o bañeras con suelos estables y no deslizantes. Este producto está diseñado sólo para uso privado y no es adecuado para su utilización en hospitales.

· Esta ayuda técnica no debe utilizarse para ningún otro uso distinto al previsto. No utilice este producto como escalera, no se ponga de pie en él. No lo utilice en mobiliario. No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

· No modifique el producto ni le añada otros elementos.

· Se debe inspeccionar periódicamente y antes de su uso que los elementos de fijación siguen firmemente asegurados. Revise cuidadosamente el estado de todos los componentes del equipo. En caso de que alguno no estuviera en perfectas condiciones de uso se debe reemplazar por un repuesto original.

· En las zonas de apoyo con presión, la piel no debe estar lesionada ni ser hipersensible. Verificar enrojecimientos en la piel, presiones o falta de confort del paciente. No utilizar en caso de irritaciones, presión, dolor o incomodidad evidentes.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Antes de usar, verifique el ajuste del tornillo y del marco según la estructura del usuario.

Limpieza: Limpie y seque periódicamente. Quite la suciedad con un paño húmedo y jabón neutro, si fuese necesario. Seque posteriormente. No use limpiadores químicos agresivos o abrasivos. Pueden dañar el material del producto.

En caso de contaminación con material infectado, utilice los medios habituales de desinfección.

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

GARANTÍA

ORLIMAN, S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que estos no hayan sido manipulados, ni alterados en su configuración original. No garantiza aquellos productos en que por mal uso, deficiencias o roturas de cualquier tipo, sus características se vean alteradas. El producto tiene garantía de dos años por defectos de materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el uso indebido, accidente o por desgaste natural de piezas tales como: componentes de plástico, reposapiés, tapicería, frenos, conteras, las cámaras de aire, y los neumáticos de las sillas de ruedas, y piezas similares, según la tipología de producto sanitario adquirido.




Si no sigue las instrucciones, advertencias, y notas del manual de uso, podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros, o daños en el producto.

Si observara alguna deficiencia, anomalía o avería, comuníquelo inmediatamente al establecimiento expendedor para proceder a su cambio o reparación.

► BATHBOARD

Instructions for use and care

1. Bathboard
2. Plastic screw
3. Anti-slip rubber feet
4. Wedge
5. Handle
6. Handle screw



	ACAB02#UNI
Depth	320 mm
Width	710 mm
Height	190 mm
Maximum occupant weight	90 kg

Dear Customer,

Thank you very much for your trust in an Actius by Orliman product. You have purchased a quality product. Please read the instructions carefully before using the product and use the product only as described and for the intended purposes.

If you have any questions about the use, maintenance or safety of your product, contact the healthcare establishment where you purchased the product or our customer service department. Keep these instructions for future reference.

REGULATIONS

This product is compliant with the European Directive on Medical Devices 93/42/EEC (Spanish Royal Decree 1591/2009). A Risk Analysis (EN ISO 14971) was done, minimising all existing risks.

Strictly observe municipal ordinance when discarding the packaging and product.

SUITABLE FOR

Enables a lateral transfer from a wheelchair for easier bathtub entry for people with reduced mobility or a motor disability. The occupant must not weigh more than the maximum weight indicated.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Step 1: Assemble the bathboard as shown in figure 1 and figure 2.

Step 2: The 4 rubber feet must be adjusted to the sides of the bathtub so

the board is fixed and stable. To do so, loosen the 4 plastic screws and adjust the rubber feet to the sides of the bathtub. Once the 4 rubber feet are adjusted, tighten the plastic screws until securely fixed.

PRECAUTIONS

The construction material is inflammable. Do not expose the products to situations that could set them on fire. In the event of a fire, quickly let go of them and use the proper resources to put it out. Do not expose the product to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, etc.

RECOMMENDATIONS AND WARNINGS

- Carefully read these instructions before the user uses the chair or bench.
- The bath chair or bench is for sitting down in the shower or bathtub. It must only be used over showers or bathtubs with stable, non-skid floors. This product is designed for private use only and is not suitable for hospital use.
- This technical assistance must not be used for any other purpose except as intended. Do not use this product as a step stool. Do not stand on it. Do not use on furnishings. Do not allow children to play with this device.
- Do not modify the product or add other elements.
- Inspect periodically and before using to ensure the fixing elements are firmly secure. Carefully check the conditions of all components. If any are not in perfect conditions of use, they must be replaced with an original spare part.
- The skin in contact with pressure support areas must not be wounded or hyper-sensitive. Check for any redness on the skin, pressure or patient discomfort. Do not use in cases of irritation, pressure, pain or obvious discomfort.

SAFETY AND MAINTENANCE

Before using, make sure the screw is tight and the frame fits the user.

Cleaning: Clean and dry periodically. Remove any dirt with a damp cloth and neutral soap, as necessary. Then dry. Do not use any aggressive or abrasive chemical cleaners. They may damage the product material.

If contaminated with infected material, use standard disinfection resources.

WARRANTY

ORLIMAN, S.L.U. guarantees all its products as long as the original configuration has not been manipulated or altered. It does not guarantee any products with altered characteristics due to improper use, defects or breakage of any kind. The product is covered by a two-year warranty for material or manufacturing defects. Excluded from the warranty are imperfections caused by improper use, accidents or natural wear of parts such as plastic components, footrests, upholstery, brakes, tips, inner tubes and wheelchair tyres and similar parts, depending on the type of medical product acquired.

If you do not follow the instructions, warnings and the notes in the user's manual, you or a third party may be physically injured or the product may be damaged.

If you observe any defect, anomaly or failure, notify the dealer immediately so it may be replaced or repaired.

▶ PLANCHE DE BAIN

Instructions d'utilisation et de conservation

1. Planche de bain
2. Vis plastique
3. Pieds en caoutchouc antidérapants
4. Tampon
5. Barrière
6. Vis de la barrière




Figura 1




Figura 2




Figura 3



	ACAB02#UNI
Profondeur	320 mm
Largeur	710 mm
Hauteur	190 mm
Poids maximum de l'utilisateur	90 kg

Cher client

Merci de votre confiance pour notre produit Actius by Orliman. Vous avez fait l'achat d'un produit de qualité. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et prenez soin d'utiliser le produit conformément à la description, et aux fins prévues.

En cas de doute concernant l'utilisation, l'entretien ou la sécurité de votre produit, veuillez contacter l'établissement de santé auprès duquel vous avez acheté le produit ou notre Service clientèle. Ces instructions sont à conserver pour toute référence future.

RÈGLEMENTATION

Ce produit est conforme à la Directive Européenne sur les Produits de Santé 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Il a fait l'objet d'une Analyse de Risques (ISO 14971) afin de réduire tout risque éventuel.

Pour les déchets d'emballage et du produit, veuillez scrupuleusement respecter les normes légales de votre communauté.

INDICATIONS

Permet un transfert latéral depuis un fauteuil roulant pour faciliter l'entrée dans la baignoire d'une personne à mobilité réduite ou présentant un handicap moteur. L'utilisateur ne doit pas dépasser le poids maximum indiqué.

MONTAGE ET INSTALLATION

Étape 1 : Monter la planche de bain comme indiqué dans les figures 1 et 2.

Étape 2 : Les 4 pieds en caoutchouc doivent être ajustés sur les parois de la baignoire, pour que la planche reste fixe et stable. Pour cela, il faut desserrer les 4 vis de plastique et ajuster les pieds de caoutchouc vers les parois de la baignoire. Lorsque les 4 pieds de caoutchouc sont ajustés, resserrer les vis de plastique pour assurer la fixation.

PRÉCAUTIONS

Le matériau de construction utilisé est inflammable. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. N'exposez pas le produit à des sources de chaleur directes telles que poêles, chauffages d'appoint, radiateurs, etc.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant que l'utilisateur utilise la chaise ou le banc.
- La chaise ou le banc de bain sert à s'asseoir dans la douche ou la baignoire. Il ne doit être utilisé que dans des douches ou baignoires équipées de sols stables et non glissants. Ce produit est exclusivement conçu pour un usage privé et n'est pas adapté à une utilisation dans les hôpitaux.
- Cette notice technique ne doit être utilisée pour aucun autre usage que celui qui est prévu. Veuillez ne pas utiliser ce produit comme échelle, ne montez pas dessus pour vous mettre debout. Ne pas l'utiliser comme mobilier. N'autorisez pas les enfants à jouer avec ce dispositif.
- Veuillez ne pas modifier le produit ni lui ajouter d'autres éléments.
- Veuillez à régulièrement vérifier, ainsi qu'avant chaque utilisation, que les éléments de fixation sont fermement serrés. Veuillez à contrôler attentivement l'état de tous les composants du matériel. Si l'un des composants n'est pas en parfait état d'utilisation, il doit être remplacé par une pièce de rechange d'origine.
- Dans les zones d'appui avec pression, la peau ne doit pas être blessée ou hypersensible. Vérifiez l'apparition de rougeur sur la peau, pressions ou inconfort du

patient. Ne pas utiliser en cas d'irritations, pression, douleur ou gêne évidentes.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Avant l'utilisation, vérifiez le serrage de la vis et du cadre en fonction de la structure de l'utilisateur.

Nettoyage : Nettoyez et séchez régulièrement. Retirez la saleté avec un chiffon humide et du savon neutre, si nécessaire. Séchez ensuite. Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs ou abrasifs. Ils pourraient endommager le matériau du produit.

En cas de contamination avec du matériel infecté, utilisez les moyens habituels de désinfection.

GARANTIE

ORLIMAN, S.L.U. garantit tous ses produits, à condition qu'ils n'ont pas été manipulés, ni modifiés dans leur configuration initiale. Les produits dont les caractéristiques ont été altérées en raison d'un mauvais usage, de lacunes ou ruptures de tout type sont exclus de la garantie. Le produit est garanti deux ans pour vices de matériaux ou de fabrication. Sont exclus de la garantie les dégâts occasionnés par une utilisation impropre, un accident ou l'usure naturelle des pièces telles que : composants en plastique, repose-pieds, tapisserie, freins, embouts de cannes, chambres à air et pneus des fauteuils roulants et pièces similaires, selon la typologie du produit de santé acheté.




Le non-respect des instructions, mises en garde et notes du manuel d'utilisation pourrait occasionner des blessures physiques à l'utilisateur ou à des tiers, ou des dommages sur le produit.

Si vous constatez un défaut, une anomalie ou une panne, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution afin de procéder au remplacement du produit ou à sa réparation.

► TÁBUA DE BANHEIRA

Instruções de utilização e conservação

1. TábuA de banho
2. Parafuso plástico
3. Pés em borracha antideslizantes
4. Taco
5. Pega
6. Parafuso da pega



	ACAB02#UNI
Profundidade	320 mm
Largura	710 mm
Altura	190 mm
Peso máximo do utilizador	90 kg

Estimado cliente

Muito obrigado pela sua confiança num produto Actius by Orliman. Acabou de comprar um produto de qualidade. Por favor, leia as instruções atentamente antes da utilização do produto e utilize o produto unicamente como descrito e para o fim para que foi concebido.

Em caso de dúvida sobre a sua utilização, manutenção ou segurança do seu produto, contacte o estabelecimento de cuidados de saúde onde adquiriu o produto ou com o nosso departamento de apoio ao cliente. Conservar estas instruções para referência futura.

NORMATIVA

Este produto está conforme a Diretiva Europeia de Produtos Sanitários 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Foi efetuada uma Análise de Riscos (EN ISO 14971) minimizando todos os riscos existentes.

Para eliminação da embalagem e do produto, cumpra rigorosamente as normas legais locais.

INDICAÇÕES

Permite uma transferência lateral desde uma cadeira de rodas para facilitar a entrada na banheira de uma pessoa com mobilidade reduzida ou incapacidade motora. O utilizador não deve ultrapassar o peso máximo indicado.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Passo 1: Montar a tábua de banho como ilustrado na figura 1 e figura 2.

Passo 2: Os 4 pés em borracha devem ser ajustados às paredes da banheira para

que a tábua fique fixa e estável. Para isso, afrouxe os 4 parafusos de plástico e ajuste os pés em borracha em direção às paredes da banheira. Uma vez ajustados os 4 pés em borracha, apertar de novo os parafusos de plástico para obter uma fixação segura.

PRECAUÇÕES

O material de construção é inflamável. Não exponha os produtos a situações que possam originar ignição. Se isso suceder, desprenda-se rapidamente das barras e utilize os meios adequados para apagar o fogo. Não exponha o produto a fontes de calor direto como estufas, aquecedores, radiadores, etc.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

· Leia cuidadosamente estas instruções antes que o Utilizador utilize a cadeira ou o banco.

· A cadeira ou banco de banho serve para se sentar durante o duche ou banho. Só deve ser utilizada em duchos ou banheiros com pisos estáveis e não deslizantes. Este produto está desenhado apenas para uso privado e não é adequado para utilização em hospitais.

· Esta ajuda técnica não deve ser utilizada para qualquer outro uso exceto aquele para que foi concebida. Não utilize este produto como escada e nunca se ponha de pé em cima dele. Não utilize como mobiliário. Não permita que as crianças brinquem com este dispositivo.

· Não modifique o produto nem acrescente outros elementos.

· Deve inspecionar o produto periodicamente e antes da sua utilização para confirmar que os elementos de fixação continuam bem seguros. Reveja cuidadosamente o estado de todos os componentes do equipamento. No caso de algum dos elementos não estar em perfeitas condições de utilização substitua-o por um elemento original.

· Nas zonas de apoio com pressão, a pele não deve estar lesionada nem ser hipersensível. Verifique vermelhidões na pele, pressões ou falta de conforto do doente. Não utilizar em caso de irritações, pressão, dor ou incómodo evidentes.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Antes de usar, verifique o ajuste do parafuso e da estrutura, de acordo com a estrutura física do Utilizador.

Limpeza: Limpe e seque periodicamente. Tire a sujidade com um pano húmido e sabão neutro, se necessário. Seque posteriormente. Não use agentes de limpeza químicos agressivos nem abrasivos. Podem danificar o material do produto.

Em caso de contaminação com material infetado, utilize os meios habituais de desinfeção.

GARANTIA

A ORLIMAN S.L.U. garante os seus produtos sempre que estes não tenham sido manipulados nem alterados na sua configuração original. A garantia não será válida em caso de má utilização, deficiências ou roturas de qualquer tipo e se as características do produto tiverem sido alteradas. O produto está coberto por uma garantia de dois anos contra defeitos de material ou de fabrico. Excluem-se da presente garantia as falhas ou os danos causados por uso indevido, acidente ou desgaste natural das peças, tais como: componentes de plástico, apoio para pés, guarnições, freios, bujões, câmaras de ar e os pneumáticos das cadeiras de rodas, assim como de peças semelhantes, conforme a tipologia do produto sanitário adquirido.

Na eventualidade de violação das instruções, advertência e notas constante do Manual de Utilização, poderão ocorrer lesões físicas ao Utilizador e a terceiros, ou danos no produto.

Em caso de deficiência, anomalia ou avaria, comunique o facto imediatamente ao estabelecimento onde adquiriu o produto para proceder à sua substituição ou reparação.