

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de qualité Actius by Orliman®. Veuillez lire les instructions suivantes et les garder pour de futures références. Le produit doit être uniquement utilisé comme indiqué ci-dessous et aux fins prévues.

INDICATIONS

ACE614 / ACE615 / ACE616

- Contention de petites éventrations.
- Récupération postopératoire.

ACE618 / ACV601

- Dorsalgie.
- Correction orthostatique.

ACE617

- Post-opératoire de stomie.

MISE EN PLACE

Pour obtenir une adaptation correcte du produit, il est fondamental de bien choisir la taille la mieux adaptée (dans l'emballage, vous trouverez un tableau qui vous orientera sur les tailles et les équivalences en centimètres. Il est possible que vous ayez à choisir la taille universelle). Pour l'adapter, mettre le produit sur le segment articulaire correspondant de manière qu'il soit aligné ou ajusté aux séquences du mouvement musculaire. Ajuster les produits de manière qu'ils soient adaptés à la configuration naturelle et qu'ils ne produisent pas de gênes ou d'inconforts lors de leur utilisation.

Veuillez observer les images (le cas échéant). Nous vous conseillons de régler la compression jusqu'à un degré optimal, en veillant à éviter toute compression excessive.

ACE614 / ACE615 / ACE616

- 1-Positionnez la gaine autour de la zone touchée.
- 2-Refermez la gaine à l'aide des zones à fermeture rapide.

ACE618 / ACV601

- 1-Introduisez les bras dans les orifices.
- 2-Refermez les brides dans la zone antérieure jusqu'à obtenir une position correcte et confortable du dos.

ACE617

- 1-Placer la gaine autour du dos.
- 2-Marquer le centre de la stomie.
- 3-Selon le diamètre de la poche utilisée par le patient, tracer le cercle et découper soigneusement l'orifice dans le tissu et la plaque de renforcement.
- 4-Introduire la poche par l'orifice et ajuster le vêtement.
- 5-Ajuster la gaine au-dessus de la poche.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Laver régulièrement à la main à l'eau tiède avec un savon neutre puis laisser sécher à l'air. Conserver dans un endroit sec à température ambiante.



AVERTISSEMENT


Ne pas appliquer le produit sur une plaie ouverte. En cas d'irritation, interrompre l'utilisation et consulter un médecin. Tenir éloigné des sources de chaleur. Ne pas utiliser avec d'autres produits tels que des crèmes ou des pommades.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit est un produit sanitaire de classe I conforme à la directive relative aux produits sanitaires 93/42/CEE.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO
INSTRUCTIONS UTILISATION ET ENTRETIEN
APLICACION INSTRUCCIONES USE AND CARE
INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACION

Fajas · Back Supports · Ceintures · Cintás



Muchas gracias por haber adquirido un producto de calidad Actius by Orliman®. Por favor, lea las siguientes instrucciones y consérvelas para futuras referencias. Utilice el producto únicamente tal y como se describe, y para los fines previstos.

INDICACIONES

ACE614 / ACE615 / ACE616

- Contención de pequeñas eventraciones.
- Recuperación postoperatoria.

ACE618 / ACV601

- Dorsalgia.
- Corrección postural.

ACE617

- Postoperatorio de ostomía.

COLOCACIÓN

Para una correcta adaptación del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros, puede ser que la elección de la prenda sea talla universal).

Para su adaptación, colocar el producto en el segmento articular correspondiente de manera que queden alineados o ajustados a las secuencias del movimiento muscular. Ajustar los productos de forma que queden adaptados a la configuración natural y no produzcan molestias o incomodidades en su uso.

Observe las imágenes (en el caso que las lleve) y aconsejamos regular la compresión hasta un grado óptimo, sin comprimir excesivamente.

ACE614 / ACE615 / ACE616

- 1-Posicione la banda alrededor de la zona afectada.
- 2-Proceda a su cierre mediante las zonas con cierre rápido.

ACE618 / ACV601

- 1-Introduzca los brazos dentro de los orificios.
- 2-Proceda al cierre de las cinchas en la zona anterior hasta conseguir una posición de la espalda correcta y cómoda.

ACE617

- 1-Colocar la faja alrededor de la espalda.
- 2-Marcar el centro del estoma.
- 3-Según el diámetro de la bolsa que utiliza el paciente dibujar el círculo y recortar cuidadosamente el orificio en el tejido y en la placa de refuerzo.
- 4-Introducir la bolsa por el orificio y ajustar la prenda.
- 5-Ajustar la banda por encima de la bolsa.

CUIDADO RECOMENDADO

Lavar periódicamente a mano con agua tibia, jabón neutro y secar al aire. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.



ADVERTENCIA

No aplicar el producto sobre una herida abierta. En caso de producirse irritación, suspender el uso y notificar al médico. No acercar a fuentes de calor y no lo combine con otros productos como cremas o pomadas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este producto es un producto sanitario de clase I según la directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.

ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185
La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 963 900 300 · www.actiusbyorliman.com



Thank you for buying a high quality Actius by Orliman® product. Please read the following instructions and retain them for future reference. Use the product only as described, and for its intended purpose.

SUITABLE FOR

ACE614 / ACE615 / ACE616

- To hold minor hernias.
- Postoperative recovery.

ACE618 / ACV601

- Backache.
- Posture correction.

ACE617

- After ostomy surgery.

PLACEMENT

In order to ensure a correct product fit, it is essential to choose the correct size (the packaging shows a size guidance chart with centimetre equivalents. Be aware that the garment may come in a universal size). To fit the product, place it on the corresponding joint segment, ensuring it is aligned or adjusted to the muscle movement. Adjust the product to ensure it permits natural movement and does not cause any irritation or discomfort when used.

Follow the pictures (if given). We advise that you tighten the product sufficiently to achieve a snug fit, without applying excessive pressure.

ACE614 / ACE615 / ACE616

- 1-Wrap the band around the affected area.
- 2-Close the quick-close areas.

ACE618 / ACV601

- 1-Insert the arms into the holes.
- 2-Tighten the straps in the front until the back is in a correct and comfortable position.

ACE617

- 1-Then place the back support around the back.
- 2-Mark the centre of the stoma.
- 3-Depending on the diameter of the bag used by the patient, draw a circle and carefully cut a hole in the fabric and in the reinforcement plate.
- 4-Insert the bag through the hole and adjust the garment.
- 5-Adjust the band above the bag.

RECOMMENDED CARE INSTRUCTIONS

Hand wash from time to time using warm water, pH neutral soap, and allow to dry naturally. Store in a dry place at room temperature.

**WARNING**

Do not use this product on an open wound. Should irritation occur, stop using the product and inform your doctor. Do not place near heat sources and do not combine with other products such as creams or ointments.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

This product is a class I healthcare product according to the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Muito obrigado por ter adquirido um produto de qualidade Actius by Orliman®. Por favor, leia as seguintes instruções e guarde-as para futuras referências. Utilize o produto apenas conforme se descreve e para os fins previstos.

INDICAÇÕES

ACE614 / ACE615 / ACE616

- Contensão de pequenas eventrações.
- Recuperação pós-operatória.

ACE618 / ACV601

- Dorsalgia.
- Correção da postura.

ACE617

- Pós-operatório de ostomia.

COLOCAÇÃO

Para uma correcta adaptação do produto, é fundamental a escolha correcta do tamanho mais adequado (na embalagem junta-se uma tabela orientadora de tamanhos e equivalências em centímetros, podendo a escolha da peça de vestuário ser de tamanho universal).

Para sua adaptação, colocar os produtos no segmento articular correspondente, de modo a ficarem alinhados ou ajustados às sequências do movimento muscular. Ajustar os produtos de modo a ficarem adaptados à configuração natural e não produzirem desconfortos ou incómodos na sua utilização.

Observe os imagens (caso os tenha). Aconselhamos que regule a compressão até um nível óptimo, sem comprimir excessivamente.

ACE614 / ACE615 / ACE616

- 1-Posicione a banda em redor da zona afetada.
- 2-Fechê-a com as zonas de fecho rápido.

ACE618 / ACV601

- 1-Introduza os braços dentro dos orifícios.
- 2-Fechê as correias na zona anterior até conseguir uma posição das costas correta e cómoda.

ACE617

- 1-Colocar a faixa em redor das costas.
- 2-Marcas o centro do estoma.
- 3-De acordo com o diâmetro da bolsa utilizada pelo doente desenhar o círculo e recortar cuidadosamente o orifício no tecido e na placa de reforço.
- 4-Introduzir a bolsa pelo orifício e ajustar a peça.
- 5-Ajustar a banda por cima da bolsa.

CUIDADO RECOMENDADO

Lavar periodicamente à mão com água tépida e sabão neutro e secar ao ar. Conservar em lugar seco a temperatura ambiente.


**ADVERTÊNCIA**

Não aplicar o produto sobre uma ferida aberta. Em caso de ocorrência de irritação, suspender o uso e informar o médico. Não aproximar de fontes de calor e não combinar com outros produtos como cremes ou pomadas.


MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Este produto é um produto sanitário da classe I segundo a Directiva relativa aos produtos sanitários 93/42/CEE.


ACE617





ACE618



ACV601



ACE614 / ACE615 / ACE616



• Se recomienda para un correcto uso de la ortesis, no modificar su posición en altura una vez ajustados los velcros, ya que podría desgarrar el material textil de la misma. Si necesita ajustar en altura la ortesis, afloje primero los velcros, sitúe nuevamente la ortesis en la altura deseada y ajuste la tensión de los velcros.

• For proper use of the orthosis it is advisable not to modify its height position once the Velcro straps are adjusted, since the fabric could tear. If you need to adjust the height of the orthosis, first loosen the Velcro straps, re-position the orthosis at the desired height, and adjust the tension of the Velcro straps.

• Pour une utilisation appropriée de l'orthèse, nous vous recommandons de ne pas modifier leur position en hauteur une fois que vous avez ajusté les velcros. Vous pourriez en effet en déchirer le tissu. Si vous devez ajuster la hauteur de l'orthèse, desserrez tout d'abord les velcros, modifiez l'emplacement de l'orthèse à la hauteur choisie, et ajustez à nouveau la tension des velcros.

• Para um correto uso da órtese, recomenda-se não modificar a sua posição em altura depois de ajustados os velcros, visto que o material têxtil do mesmo se pode rasgar. Se precisar de ajustar a altura da órtese, desaperte primeiro os velcros, coloque novamente a órtese na altura desejada e ajuste a tensão dos velcros.